



ブランド名

セコニック

商品名

振動式粘度計

型式

VM-10A-MH

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

検出端子を液体に浸すだけで測定できます。  
少量の液体サンプルで高精度な粘度計測が可能です。  
清掃が簡単。検出端子に付着した試料を拭き取るだけ。  
容器の大きさ、形状による制限はありません。  
攪拌有り、無しどの状態でも測定できます。  
添付の簡易ソフトを使用することにより容易にパソコンでのデータ解析が可能です。  
お客様での校正が可能です。(JISZ8809粘度計校正用標準液による校正)  
検出端子部分にチタンを採用しているため耐食性に優れており、ほとんどの液体で測定が可能です。

#### スペック

電源：ACアダプタ（入力：AC100～240V 50/60Hz 0.6A 出力：DC9V 2600mA）

測定方式：

表示範囲：（粘土測定範囲）0.50～30.0 Pa.s

測定精度 繰り返し性：（粘度精度）測定値の±5%、（粘度繰り返し性）測定値の±2%

測定精度 確度：測定値の±5%（測定条件：JISZ8809粘度校正用標準液を使用して室温で測定。液温23±3 スター  
ラー等で攪拌しながら測定）

試料温度測定部：